



Általános tájékoztató

A nyirokdrenázssal, bőrápolással és mozgásterápián túl a kompresszió az ödéma terápiájának központi eleme. A komplex fizikális ödématerápia során ajánlott síkkötött eszközök olyan rövid megnyúlású anyagokból készülnek, amelyeket speciálisan a betegek igényei szerint gyártunk.

A terápiás hatást biztosító, bőrbarát alapanyagok mellett mindenekelőtt az anatómiai körvonalakhoz való optimális illeszkedés és a minőségi gyártás biztosítja a viselhetőséget. A kezelés alapja annak biztosítása, hogy a betegek öntudatosan és rendszeresen viseljék a kompressziós ruházatukat, legyen szó akár harisnyanadrágról, lábtyűről, karharisnyáról vagy kabátról. A LYMPHATREX® növeli az elfogadást kényelmesen viselete, az ízületek környékének varrásmentes anatómiai formázottsága, lélegző anyaga és diszkrét színei által.



A THUASNE testreszabott megoldásokat kínál az alsó és felső végtagok, valamint a felsőtest számára. Segítőként ügyfélszolgálatunk szakértő tanácsokkal áll a páciensek rendelkezésére a betegség gyakran rendkívül megterhelő kezelésével, a méretvétellel vagy a szállítással kapcsolatos kérdésekben.

A kompressziós terápia jelentősége és hatása


Nyiroködémás betegeknek a komplex fizikális ödématerápia során elért eredmények megőrzése és a nyirokfolyadék az érintett testrészbe való visszaáramlásának megelőzése végett kompressziós öltözet folyamatos viseletére van szükségük. Az ödéma mértékétől függően a kompressziós nyomásnak és az anyagminőségnek ennek megfelelően erősnek kell lennie.

A kompressziós nyomás támogatja a nyirokrendszert, elsősorban a nyirokfolyadék felvételét és továbbítását. Felerősíti az izompumpa és az artériás pulzus hatását is.

Az anyag masszírozó hatást fejt ki: ez elősegíti az optimális mikro-áramlást, és ezáltal stimulálja a nyirokelvezetést.



izompumpa



artériás pulzus

A kompressziós terápia kezdete

Célszerű a kompressziós terápiát a lehető legkorábbi stádiumban elkezdni annak érdekében, hogy pozitívan befolyásolhassuk a betegség lefolyását. A méretvételre a csökkentő terápia vége felé kerüljön sor. Ha ezután azonnal elkezdi a kompressziós ruha következetes viseletét, nagymértékben hozzá tud járulni a terápia sikeréhez.

A kompressziós terápia időtartama

A kompressziós terápia során sok türelemre és kitartásra lesz szüksége. Csak következetes ruhaviselettel lehet garantálni a kezelés sikerét.

Ügyeljen arra, hogy a ruha megfelelően illeszkedjen, és ne csak az első próbánál. Ha a kompressziós terápia során jelentős súlyváltozáson megy keresztül, ellenőriztesse forgalmazójánál az öltözetet. Csak a jól illeszkedő kompressziós öltözet felel meg a célnak. Ezért megkérjük Önt, hogy:

- Rendszeresen ellenőriztesse körméreteit kereskedőjénél
- Megváltozott méretek esetén egy bizonyos eltérés felett új kompressziós öltözetet kell készíttetni
- Javasoljuk, hogy 6 havonta cserélje le öltözetét.

Napi viselési idő

A kompressziós ruhát általában az aktívan töltött ébrenléti idő alatt kell viselni, felkeléstől lefekvésig. Azonban mindenben kövesse kezelőorvosa utasításait. Mosakodás, fürdés, bőrhidratálás idejére leveheti az öltözetet. Uszodában sem kell viselnie.

Ha bármi rendellenességet észlel, például bőrpír, fájdalom vagy melegség-érzet, azonnal lépjen kapcsolatba kezelőorvosával!

A kompressziós öltözetek karbantartása

A kompressziós öltözeteket lehetőleg naponta mossa ki. Nemcsak a kenőcsmaradványok és a szövetekben felgyülemlt zsír miatt, hanem a szőrök, az izzadság, a por és más, a bőrrel érintkezésbe lépő szennyeződések miatt is. A rendszeres mosás segít megelőzni a fertőzéseket és a ruha elhasználódását. Ahhoz, hogy ne kelljen felfüggeszteni a kompressziós terápiát, a mosás és szárítás idejére, szüksége lesz egy tartalék ruhára. Mossa az öltözetet kézzel, kifordítva és csak finom mosószerrel, illetve kímélő programon, 40 ° C-on géppel is mosható.

Élettartam:

A gyártó 6 hónap kihordási időt javasol. Ez idő alatt ugyanis a bőrápoló kenőcsök használata (ami nem tiltott) és a gyakori mosás következtében veszíthet az anyag az eredeti rugalmasságából. 6 hónapra 2 termék felírását javasoljuk, mivel így biztosítható a folyamatos viselet a mosások idejére. A termék és a kiegészítők meghibásodását a szavatosság keretein belül orvosoljuk.

Alapanyagok műszaki paramétere:

Fine 2. o.	49 % poliamid, 33 % tergal, 18 % elasztán
Poly 2. o.	82 % poliamid, 18 % elasztán
Poly Strong 2./3. o.	73 % poliamid, 27 % elasztán